



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Applix[®] pumpesett, ENFit

Applix pumpesett for kobling til EasyBag og andre ernæringsposer med ENPlus port

Regulerbar Applix pumpeklemme

ENPlus spike med hette for kobling til ENPlus port på sondeernæringspose

Medisineringsport tilpasset ENFit sprøyter

ENFit kobling for kobling til ENFit ernæringssonde

Applix® pumpesett, ENFit

Enteralt ernæringssett for tilførsel av enteral ernæring med Applix Smart ernæringspumpe

Egenskaper

- Regulerbar Applix pumpeklemme
- ENPlus spike med hette for kobling til ENPlus port på sonde-ernæringspose (Fig. 1)
- Medisineringsport for bruk med ENFit sprøyter
- ENFit kobling (Fig. 2) for kobling til ENFit ernæringssonde

Produktspekter

- EasyBag sett for kobling til EasyBag
- Posesett tilhørende pose (Fig. 4)
- VarioLine sett for kobling til EasyBag eller alle ernæringsposer med ENPlus port. Passer til tåteflasker med smal åpning samt til glassflasker (Fig. 3)
- TwoLine EasyBag sett med Y-kobling for kobling til to EasyBagposer (Fig. 5)
- VarioLine Comfort ernæringssett med dråpekammer, ENPlus spike og VarioLine adapter for bruk både til gravitasjon og for bruk i Applix ernæringspumpe

Bestillingsinformasjon

Medisinsk engangsutstyr

Kan bestilles direkte fra Fresenius Kabi lager i Halden på bestilling@fresenius-kabi.com

	Lengde på sett i cm	Hette på proksimal kobling	Hette på ENPlus Spike	Salgsenhet	Art.nr.
APPLIX pumpesett EasyBag, ENFit	190	nei	ja	30	7751995
APPLIX pumpesett EasyBag med hette, ENFit	190	ja	ja	30	7751929
APPLIX pumpesett TwoLine EasyBag, ENFit	200	nei	ja	30	7751925
APPLIX pumpesett TwoLine EasyBag med hette, ENFit	200	ja	ja	30	7751935
APPLIX pumpesett VarioLine Comfort, ENFit	250	ja	ja	30	7751926
APPLIX pumpesett VarioLine, ENFit	190	nei	ja	30	7751924
APPLIX pumpesett VarioLine med hette, ENFit	190	ja	ja	30	7751932
APPLIX pumpesett Bag, ENFit	190	nei	-	30	7751923
APPLIX pumpesett Bag med hette, ENFit	190	ja	-	30	7751933

ENF = ENFit



Luer-fri
Latex-fri



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646, Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
bestilling@fresenius-kabi.com | www.fresenius-kabi.com/no

4703-16 September 2020